



<p>EN ① Avviare il processo di polimerizzazione in acqua fredda + Aumentare la temperatura dell'acqua ② Avviare la polimerizzazione + Mantenere la temperatura dell'acqua ③ Aumentare la temperatura dell'acqua ④ Avviare la polimerizzazione + raffreddamento ad aria a temperatura ambiente ⑤ Fine dell'intero processo di polimerizzazione</p> <p>M ① Ibda I-proces tal-kura fl-ħima kiesea + żid it-temperatura ta'-ħima ② Ibda ħarġis ta-kura + Zomm it-temperatura ta'-ħima stabbi ③ Waqqaf ta'-ħima iksexa sal-temperatura tal-madwar ④ Tmien il-proces tal-kura total</p> <p>DK ① Start hardseningprocessen i kaldt vand + Forøg vandtemperaturen ② Start hardsening + Hold høj vandtemperatur ③ Stop hardsening + Luftkøeling til stuetemperatur ④ Afslutning af hele hardseningsprocessen</p> <p>N ① Start polymerisationsproses i kaldt vand + Øk vanntemperaturen ② Start konservering + Oppretthold vanntemperaturen ③ Øk vanntemperaturen ④ Start konservering + Hold vannetemperaturen ⑤ Stans konservering + Luftkjøling til romtemperatur ⑥ Slut på hele konserveringsprosesen</p> <p>S ① Aloita kypsytäminen kylmässä vedessä ja säilytä veden lämpötila ② Aloita kypsytämisvaihe ja lämpötila ③ Kuumenta vettä ④ Aloita kypsytämisvaihe + säilytä veden lämpötila ⑤ Lopeta kypsytäminen ja jäädä veden lämpötilaan ⑥ Kypsystäminen päättymässä</p> <p>EST ① Alustage ravijõuseksi kuumas vees + Tötske veetemperatuuri ② Alustage ravi + Säilitage veetemperatuuri ③ Tötske veetemperatuuri ④ Alustage ravi + Säilitage ravi + ohuttemperatuuri langeb ümbritseva keskkonna temperatuurini ⑤ Lopetage kogu raviprotsess</p> <p>LV ① Sāciet stīnāšanas procesu sākstā ūdeni + paleiņiet ūdens temperatūru ② Sāciet stīnāšanu + uzturēt ūdens temperatūru ③ paleiņiet ūdens temperatūru ④ Sāciet stīnāšanu + uzturēt ūdens temperatūru ⑤ beidziet stīnāšanu + dzesējiet gaisu līdz istabas temperatūrai ⑥ visa stīnāšanas procesa beigas</p> <p>LT ① Pradėkite stingdymo proceso šaltame vandenye + didinkite vandenės temperatūrą ② Pradėkite stingdymą + palaiķikite vandenės temperatūrą ③ didinkite vandenės temperatūrą ④ Pradėkite stingdymą + palaiķikite vandenės temperatūrą ⑤ susabudykite stingdymą + ausinėkite orą įki kambario temperatūros ⑥ viso stingdymo proceso pabaiga</p> <p>PL ① Rozpoznaj proces utwardzania w zimnej wodzie + podnieś temperaturę wody ② Rozpoznaj utwardzanie + utrzymuj temperaturę wody ③ podnieś temperaturę wody ④ Rozpoznaj utwardzanie + utrzymuj temperaturę wody ⑤ zatrzymaj utwardzanie + chłodzenie powietrza do uzyskania temperatury otoczenia ⑥ całkowite zakończenie procesu utwardzania</p> <p>ES ① Inicia el proceso de endurecimiento en agua fría + Aumenta la temperatura del agua ② Inicia la polimerización + Mantiene la temperatura del agua ③ Aumenta la temperatura del agua ④ Inicia la polimerización + Suspender la polimerización + Mantenga la temperatura del agua ⑤ Fin de la polimerización + Enfrie el aire hasta la temperatura ambiente ⑥ Fin de todo el proceso de polimerización</p> <p>P ① Inicia a cura em água fria + Aumenta a temperatura da água ② Inicia a cura + Manter a temperatura da água ③ Aumenta a temperatura da água ④ Inicia a cura + Manter a temperatura da água ⑤ Pare a cura + Arrefecimento a ar até a temperatura ambiente ⑥ Fim da cura total</p>

Vertex



Soft

Vertex-Dental B.V.
Centurionbaan 190
3769 AV Soesterberg
The Netherlands
+31 (0)88 6160400
www.vertex-dental.com
ISN201601UK

i


Customer name: Vertex-Dental	Date: 18.1.2016
Offer number: E-150654	Date of approval:
Material: 90 gr white mc paper, gloss white PP / permanent	Unique code:
Description: Booklet with lamination, 10 pages, BL - 90 x 70 mm	Winding:
Name of file: Vertex Dental_Soft_proof.pdf	
Printing colors: CMYK	stans

EN IMPORTANT! Please check the entire proof with utmost care. We do not take any liability for any errors that escaped your notice, particularly if we were commissioned to modify the data supplied. With your approval you confirm its bindingness.

DE WICHTIG! Bitte prüfen Sie den gesamten Korrekturabzug auf das Genaueste. Für vom Besteller übersehene Fehler übernehmen wir keine Verantwortung, insbesondere wenn Sie uns beauftragt haben, in angelieferte Daten einzugreifen. Mit Ihrer Druckfreigabe bestätigen Sie uns dessen Verbindlichkeit.

CZ DŮLEŽITÉ! Zkontrolujte prosím důkladně celou navrženou grafiku (rozmiery, text, barevnost, ...). Nebereme žádnou odpovědnost za případné chyby, které unikly vaši pozornosti, zvláště pokud jsme byli pověřeni upravit dodaná data. Odsouhlasením tohoto podkladu schvaluje data k tisku.